


Dimantec

Bőrhálósító Berendezés

- *FELHASZNÁLÓBARÁT*
- *MEGBÍZHATÓ*
- *KÖLTSÉGHATÉKONY*
- *HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ*



- Egy típusú hordozólap alkalmazható az összes nyújtási fokozat esetén
- Egyszerű és gyors vágóhenger csere
- A berendezés gyakorlatilag eszközmertesen alkatrészeire szerelhető, biztosítva ezzel a megbízható tisztítási és sterilizálási folyamat lehetőségét




CE 1979




Dimantec
Clear-Cut Solutions

Bőrhálósító Berendezés



Égés-plasztikai sebészeti eszköz, mely a leválasztott felső bőrt geometriailag szabályos hálóvá alakítja, biztosítva ezzel a megnövelt nyújtás lehetőségét. Kiváló minőségű, korrózióálló acélból készült, időtálló konstrukció

Sterilizáló Doboz



Korrózióálló orvosi acélból készült sterilizáló doboz, mely egyben a termék biztonságos rögzítési funkcióját is ellátja

Bőrhálósító Hordozólap



Egy típusú hordozólap alkalmazható az összes nyújtási fokozat esetén, költséghatékony hosszútávú alkalmazást lehetővé téve, 10 darab/doboz

Vágóhenger Opciók



Sztenderd nyújtási fokozatok: 1.5:1 és 3:1
 Opcionális nyújtási fokozatok: 4.5:1 és 6:1

Rendeléshez Szükséges Információk

| Tétel # | Tétel |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGM-L | Dimantec Bőrhálósító Berendezés (a teljes csomag tartalma 2 db vágóhenger 1.5:1 és 3:1 nagyítási aránnyal, kilincsműves hajtókar, Sterilizáló doboz, Alumínium szállítódoboz és 1 csomag SGC-01 Bőrhálósító Hordozólap) |
| SGC-01 | Dimantec Bőrhálósító Hordozólap, Sterilizált formában egyedileg csomagolva, 10 darab/doboz |
| Tétel # | Opcionális Tételek |
| SGM-14 | Vágóhenger opció 4.5:1 nyújtási aránnyal, orvosi acélból készült sterilizáló, egyedi tárolódobozban |
| SGM-15 | Vágóhenger opció 6:1 nyújtási aránnyal, orvosi acélból készült sterilizáló, egyedi tárolódobozban |
| STC-3/4 | Sterilizáló Konténer (Assepta Doboz) a hosszabbtávú sterilitás megőrzése miatt (méret: 465x280x150) |



Dimantec-Medic Kft.
 Cím: 8200 Veszprém,
 Viola utca 2.

Telefon: +36 30 6276654
 Fax: +36 70 9010181
 E-mail: info@dimantec.hu